

Muestras para laboratorio

Dreamgenics pone a disposición de sus clientes su laboratorio de biología molecular para llevar a cabo la extracción de ADN como paso previo a la secuenciación y el análisis bioinformático. Debido a la inestabilidad del ARN se recomienda que su extracción se realice siempre en el centro de origen.

Muestra	ADN
Sangre periférica	✓
Tejido fresco	✓
Tejido parafinado	✓
Tejido criopreservado	✓
Pellet celular	✓
Hisopo bucal	✓
Saliva	✓

Archivos de entrada

Los archivos a analizar bioinformáticamente pueden ser enviados a Dreamgenics en un disco duro o ser compartidos a través de un FTP. Nuestro visualizador web Genome One Reports permite cargar archivos VCF provenientes de plataformas Illumina[®], MGI y Ion Torrent.

Archivo	Illumina [®]	MGI	Ion Torrent
FASTQ	✓	✓	✗
BAM	✓	✓	✗
VCF	✓	✓	✓

BAM: Binary Alignment Map. VCF: Variant Call Format.

Comprometidos con la Calidad

La Calidad es la base sobre la que desarrollamos todo nuestro trabajo. Estamos convencidos de que el estricto cumplimiento de las normas de Calidad en las que estamos certificados nos permite proveer a nuestros clientes con productos y servicios que cumplen los estándares de calidad más exigentes, así como proporcionarles resultados fiables que suponen para ellos una parte esencial en el proceso diagnóstico de sus pacientes.

